


チェアサイドで加工が必要な時に。

# SLOT MACHINE

顎間ゴムをかけるための「穴」を  
「スリット」と同時に作成。

ハマハー SLOT MACHINE / 一般的名称：歯科矯正用プライヤ  
医療機器分類：一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000057



# THE GUN I

リングルボタン等を装着する箇所の  
ライナーを綺麗にカット。

販売名：ハマハー THE GUN / 一般的名称：歯科矯正用プライヤ  
医療機器分類：一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000056



# KSAMED チューイー

KSAMED Chewie

アライナーを  
しっかりとフィットさせる。



## イージーリフト

爪を使わずに取り外す。

販売名：イージーリフト／一般の名称：歯科用起子及び剥離子  
医療機器分類：一般医療機器／医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000039

