

GENCORE[®]

MilFix[®]




— Forest-one —
DIGITAL SOLUTION


Forest-one

コンパクトな本体と使いやすい操作性で、 導入コストを軽減したデジタル化を実現

MillFixは、初めてのユーザーでも使いやすい
ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します




タッチスクリーンで
直感的な
操作が可能




商品名 MillFix

標準価格 お問い合わせください




オープンジグ (C型クランプ)

オープンジグを使うことでバックカミリングが可能になります。



90-degree direction

C型クランプを使用することで90度で直接加工できます。また開いている方向でのハイアングルホール加工も可能です。



FEATURE

Point 1 導入コストの軽減

ローコストでデジタル化を促進

Point 2 小さくて軽量

限られたスペースでも設置可能

Point 3 5軸同時制御の加工

C型クランプの使用でさらに複雑な形状の補綴物に対応

Point 4 SycoTec社(ドイツ) のスピンドル搭載

高速回転で強みを発揮

Point 5 自動キャリブレーション機能

操作の簡便性と加工精度の安定性を両立



COMPATIBLE MATERIALS

様々なマテリアルを加工することができます

- ジルコニア
- PMMA
- WAX
- アクリル
- ハイブリッドレジン



販売名：デュラフレックス ディスク／一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン、歯科切削加工用レジン材料／
医療機器分類：管理医療機器／医療機器製造販売認証番号：307AKBZX00026000

SPECIFICATION

軸数	5軸
寸法/重量	426mm（幅）×520（588）mm（奥行）×579.5mm（高さ）/42kg
コントロールタイプ	デジタルパルス式
モータ	ステッピングモータ
動作範囲	A 軸：+25°から-25°（-270°） B 軸：360°（自由回転）
ツール数/ ツールスペック	15個／シャンク径：4mm
スピンドル	0.8kw、60,000rpm
対応マテリアル	ジルコニア、PMMA、WAX、アクリル、ハイブリッドレジン
製作可能補綴物	コーピング、クラウン、ブリッジ、インレー、アンレー、ベニア他
加工方式	乾式
移動経路	X軸：158mm Y軸：124mm Z軸：101mm
モニター	10.1" LCD タッチモニター
電気の定格	AC110V / 3A
適応圧縮空気	0.50MPa

推奨集塵機

CAM用集塵機

KO-MAX
Value for the Future

XCEL



▶ <https://www.forest-one.co.jp/xcel/>

技工用集塵機

SILENCE
Mobile Workstation Suction System

Silence-K3
Silence-K4



▶ <https://www.forest-one.co.jp/silence-k3k4/>

販売名：MillFix ミリング装置／一般の名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット／医療機器分類：一般医療機器／医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000085

■お問い合わせ先

Forest-one 株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階

TEL/047-474-8105 FAX/047-474-8106 MAIL/info@forest-one.co.jp

Webサイト

